



Kit de Crecimiento
Estructural 4" en ancho y prof.



Garantía

De por vida en chasis
y estructura de asiento
2 AÑOS en electrónica

Garantía

1 AÑO en partes y accesorios
18 meses en motor y actuadores
3 meses en baterías



anchos de asiento

30	35	40
45	50	55

**PESO MÁX.
USUARIO**
136 KG.

Sentado | 72
Motor

SILLA 4FRONT²

NOTA: Consulte
por diferentes tipos
de configuraciones

Detalle técnico:

Silla de ruedas motorizada de tracción delantera. Ruedas traseras de 22 cm de diámetro con tecnología CASE (sensor de ángulo de ruedas). Sistema de suspensión SRS (smooth ride suspensión). Velocidad máxima sin elevación de asiento es de 5,1 km/hora. Luces de guardabarros LED standard. Ruedas antivuelcos delanteras con opción de subir un escalón de 7 cm. Joystick Q-Logic 3 con visor LCD para control de funciones bluetooth. Apoyabrazos regulables en altura e inclinación. Unidad de Asiento - Respaldo con mecanismo Tru-Balance. Apoyapiés regulables en altura e inclinación. Chasis con certificación internacional de Crash Test según norma ISO 7176, testeado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar

APOYACABEZAS	RESPALDOS	PECHERAS	CINTURONES	ALMOHADONES	OTROS
- i2i - Ap Series - Ultra QCR - Savant - Stylo 160 - Stylo 260 - Comfort Plus - Wex - Juego de Pads	- Respaldos TFB - Wex Maki High - Classic - Supershape - Lat. rebatible -SPEX -Axial SPEX - Wex - Bi-angular SPEX	- Monoflex - Stayflex - PivotFit - H-Style - Trimline	2 Puntos 2 Puntos SAP 4 Puntos 4 Puntos SAP - Sub Asis PAD - Evoflex	- Constructa Flex piernas - Constructa Shape - Flex - Super High Contour - Solution SPP - Simplicity G - Zen - Meridian NX Proforma NX	- Arnés de piernas - Tobilleras - Talonerias - Mesa nac.

Funciones electrónicas **opcionales**, controladas desde Joystick



Tilt



**Reclinación
de respaldo**



**Elevación
de apoyapiés**



**Elevación
de asiento**