



SS
ANDAT
PM 140H 21

ORIGEN

SILLA OUTBACK 4X4

NOTA: Consulte por diferentes tipos de configuraciones

Garantía

De por vida en chasis y estructura de asiento
2 AÑOS en electrónica

Garantía

1 AÑO en partes y accesorios
18 meses en motor y actuadores
3 meses en baterías

PESO MÁX
USUARIO
136 KG.



Tilt



Reclinación
de respaldo



Elevación
de apoyapiés



Elevación
de asiento

Detalle técnico:

Silla motorizada todo-terreno indicada para pacientes con dependencia motora completa o parcial, que participan activamente en entornos domésticos, rurales o recreativos. Chasis robusto con suspensión automotriz (SRS) y tracción en las cuatro ruedas (motores de 4 polos), que permite transitar superficies irregulares. Cuenta con frenos regenerativos y electromecánicos, velocidad máxima de 10 km/h, autonomía de ~26 km por carga y capacidad para soportar hasta 159 kg. Altura del suelo de 10.7 cm y rendimiento en obstáculos hasta 10 cm posibilitan superar bordillos y caminos pedregosos. Sistema electrónico Q-Logic 3e con control de joystick ergonómico, limitador de velocidad y modo freewheel. Iluminación LED integral y baterías de 95 Ah recargables (off-board). Radio de giro de 125 cm favorece maniobras en espacios reducidos. Compatible con sistemas posturales motorizados y se enumeran los movimientos. Recomendado para facilitar independencia en desplazamientos, mejorar participación social y acceso a diferentes ambientes, optimizando el confort postural y la seguridad del paciente.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar

APOYACABEZAS	RESPALDOS	PECHERAS	CINTURONES	ALMOHADONES	OTROS
- i2i - Ap Series - Ultra QCR - Savant - Stylo 160 - Stylo 260 - Comfort Plus - Wex - Juego de Pads	- Respaldos TFB - Wex Maki - High - Classic - Supershape - Lat. rebatible - SPEX -Axial SPEX -Bi-angular SPEX	- Monoflex - Stayflex - PivotFit - H-Style - Trimline	2 Puntos 2 Puntos SAP 4 Puntos 4 Puntos SAP - Sub Asis PAD - Evoflex	- Constructa Flex - Constructa Shape - Flex - Super High - Contour - Solution SPP - Simplicity G - Zen - Meridian Wave - Proform NX	- Arnés de piernas - Tobilleras - Taloneras - Mesa nac.

Funciones electrónicas **opcionales**, controladas desde Joystick