



GRID PAD

Detalle técnico:

Dispositivo de comunicación asistida para personas con discapacidad del habla o motora, compatible con múltiples métodos de acceso, ideal para uso clínico, educativo y domiciliario. Disponible en formatos de 13 y 16, con sistema operativo Windows 11Pro y software Grid3. Procesador Intel Core i5 (11ª generación), memoria RAM de 16GB y SSD NVMe de 256GB. Dispone de pantalla Full HD antirreflejo resistente a caídas de hasta 1m, varios puertos (USB 2.0/3.0, jack, switch), altavoz amplificado, radio e infrarrojo, batería de larga duración (hasta 15h; 10h con seguimiento ocular). Soporta métodos de acceso por tacto, interruptores, eye-gaze y montajes para silla de ruedas.




Grid Pad 16"

Grid Pad 13"

LUMIN-I

Detalle técnico:

Cámara de seguimiento ocular para usuarios con movilidad limitada en miembros superiores, integrada con Grid Pad para control por mirada. Respuesta rápida y amplio rango de seguimiento sin necesidad de touch. Compatible con lentes. Sistema registrado y certificado para uso en entornos terapéuticos y educativos. Requiere calibración profesional inicial.



MONTAJES

Detalle técnico:

Montura para silla de ruedas con tubo doble curvado que proporciona offset sin articulaciones adicionales. Incluye base RotLok con función giratoria y juntas QuickShift. Longitud L: 760×300×400mm, capacidad máxima de carga de 3kg, modelo "Plus HD" admite hasta 6kg (ideal para tablets/eye trackers pesados)



Monty 3D Curved

Monty 3D Plus HD

Monty	Alt. x Prof. x Ancho
3D Curved	76 x 30 x 40 cm.
3D PLUS HD	50 x 50 x 40 cm.