



STYLO 160

Apoya Cabeza de un componente con apoyo sub-occipital y occipital rebatible. Mástil en aluminio con regulaciones múltiples. (16 cms). Disponible **Standard y con Flip Back**.



STYLO 260

Apoya Cabeza de un componente con apoyo sub-occipital y occipital rebatible. Mástil en aluminio con regulaciones múltiples. (26 cms). Disponible **Standard y con Flip Back**.



WEX

Apoya Cabeza de un componente. Almohadilla en dos medidas (25 x 13 o 35 x 13cm), interior con dos bisagras ajustables para generar efecto envolvente. Mástil en aluminio con regulaciones múltiples con sistema de link con eje estriado. Disponible en **SyM**.