



## RESPALDO MAKI LOW

### Detalle técnico:

Respaldo envolvente de aluminio modular de contorno suave y personalizable. Alas de contención medio lateral para estabilización del tronco con contorno leve. Estructura posterior preparada para crecer en 10 cm (excepto talla 30, crece 5 cm) de altura e incorporar apoya cabeza y strap secundarios. Hardware pre-marcado para alineación inicial con desacople rápido, compatible con diferentes dimensiones de tubos (19, 22, 25 mm), ajustable en ángulo, altura y profundidad.



Crecimiento de  
10cm

Espacio de anclaje para  
múltiples apoyacabezas

Anclaje a distintos  
tamaños de chasis

Talles (ancho x alto)

30cm x 25 - 30cm

40cm x 30 - 40cm

35cm x 30 - 40cm

45cm x 30 - 40cm

