



PM 2404-2



ORIGEN

Garantía

5 AÑOS en chasis
2 AÑOS en accesorios

Talles Altura del paciente

L 1.30 a 1.65 mts.

M 1.10 a 1.30 mts.

S 0.90 a 1.10 mts.

XS 0.70 a 0.90 mts.

PESO MÁX.
USUARIO
80 KG.

Talle L

PESO DE
EQUIPO
13 KG.

Talle XS

ANCHO



Mín.: 52 CM
Máx.: 70 CM

PROFUNDIDAD



Mín.: 82 CM
Máx.: 110 CM

ANDADOR MUSTANG

Detalle técnico:

Andador de uso anterior y posterior con ruedas inflables de 20 cm de diámetro aptas para el uso en terrenos irregulares (veredas, pasto, piedra, tierra, etc). Sistema de ajuste easy walk. Regulación de centro de gravedad para auto inicio según necesidad mediante mecanismo sin fin. Pistón neumático para absorción de impactos. Mecanismo de ajuste en altura para ingreso y egreso del usuario. Manija de acompañante posterior con regulación en altura e inclinación. Pad posterior de contención glútea ajustable en profundidad. Sujeción de tronco compuesto por almohadillas interconectadas recubiertas en poliuretano soft. Almohadillas desmontables según necesidad. Marco con estructura estable de aluminio plegable. Equipado con 4 ruedas inflables de 20cm diam. (no rígidas) para uso interno/externo con ajuste de dirección, fricción, anti retroceso y bloqueo.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



Antebraquial
Envolvente



Soporte de
Cadera



Bolsa
Portaobjetos



Apoya Cabeza
con barra



Soporte de
Tobillos



Soporte
Abdominal



Antebraquial
Plano



Manija para
XS y S