



ORIGEN

Garantía
1 AÑO en chasis



ANDADOR CRUISER

Detalle técnico:

Andador anterior chasis compacto y plegable de aluminio. Empuñaduras regulables en altura y profundidad (toma antebraquial). Neumáticos de poliuretano. Ruedas delanteras giratorias. Funda de asiento plegable. El mecanismo de plegado en tijera permite un plegado compacto. Tamaño de ruedas 150/200 (6" las chiquitas y 8" las grandes) y bloqueo de dirección.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



Apoyo
Antebraquial

PESO MÁX. USUARIO
65 KG.

Talle M

PESO DE EQUIPO
5,4 KG.

Talle XS

Talles Altura del paciente

M	1.30 a 1.50 mts.
S	0.90 a 1.30 mts.
XS	0.70 a 0.90 mts.

