



Garantía
2 AÑOS en chasis



REPOSERA ANCHOR

Detalle técnico:

Silla de baño articulada, modular y ajustable. Chasis de aluminio y material de contacto de alta red de alta resistencia y secado rápido. Profundidad de asiento regulable. Respaldo y apoya piernas regulables en ángulo. Reposa cabeza desmontable y ajustable a lo largo del respaldo. Cinturón pélvico y de tronco regulable. Altura desde el asiento al piso desde 14 a 52cm para diferentes posiciones de uso. Capacidad máxima hasta 70kg.

Configurá tu equipo:



Base rodante
Anchor



Cinturón para
tronco y pelvis



Pads de control
de tronco

Talles

Ancho y profundidad

L 40 x 33/40

M 36 x 26/33

S 30 x 26/33



PESO MÁX.
USUARIO
70 KG.

Talle L

PESO DE
EQUIPO
5,7 KG.

Talle S