



Garantía
2 AÑOS



REPOSERA AKVOLITO

Detalle técnico:

Silla de baño articulada y modular con malla de poliamida impermeable. Chasis de aluminio equipado con cubiertas de goma espuma antideslizante. Reposa cabeza con contención lateral desmontable y ajustable en altura y ancho. Faja de tronco y piernas ajustable. Asiento regulable en altura. Respaldo y reposa piernas regulables en inclinación de 90° a 180°.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



Red para base
Rodante

Talles Altura del paciente

XL 1.20 a 1.60 mts.

L 1.00 a 1.20 mts.

M 0.80 a 1.00 mts.

S 0.70 a 0.90 mts.

XS 0.60 a 0.90 mts.



PESO MÁX. USUARIO
60 KG.

Talle XL

PESO DE EQUIPO
2,2 KG.

Talle XS

