



Garantía
5 AÑOS en chasis
2 AÑOS en accesorios



REPOSERA MANATEE

Detalle técnico:

Silla de baño articulada, modular y ajustable. Chasis de aluminio anodizado y material de contacto a red de alta resistencia y secado rápido. Profundidad de asiento ajustable para acompañar el crecimiento del usuario. Respaldo y apoya piernas regulable en inclinación. Reposa cabeza desmontable y ajustable. Cinturón pélvico y de tronco regulable para seguridad. Altura desde el asiento al piso variable desde 14 a 43cm, lo que facilita las diferentes posiciones de uso. Capacidad máxima hasta 75 kilos.

Configurará y obtendrá el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



Base
Rodante



Base
Estandar



Bloque
Abductor



Cinturón para
piernas



Cinturón
para torso

Talles

Altura del paciente

L 1.30 a 1.50 mts.

M 1.10 a 1.30 mts.

S 0.95 a 1.10 mts.

XS 0.80 a 0.95 mts.

ANCHO



Mín.: 42 CM
Máx.: 48 CM

PROFUNDIDAD



Mín.: 101 CM
Máx.: 148 CM

**PESO MÁX.
USUARIO
75 KG.**

Talle L

**PESO DE
EQUIPO
6 KG.**

Talle XS