



Garantía
1 AÑO en chasis



De 2 a 9
AÑOS

PESO MÁX.
USUARIO
30 KG.

Talle M

PESO DE
EQUIPO
5,8 KG.

Talle S

SILLA GOTTAGO

Es un asiento ligero que crea una postura óptima de sentadilla profunda para ir al baño de forma más fácil, saludable y eficiente.

Detalle técnico:

Asiento de inodoro portátil para facilitar el entrenamiento de uso de inodoro. Es un asiento liviano con respaldo ajustable, que crea una postura en cuclillas con apoyo que hace que ir al baño sea más fácil y eficiente. Posee apoyapiés rebatibles con sujeciones en los pies, una faja torácica para garantizar un ajuste seguro, cubeta orinal y mochila para transportarlo. Tiene 3 configuraciones de altura: altura del orinal, altura del inodoro estándar y altura del inodoro para discapacitados.

Altura configurable



Talles

Edad del paciente

M

4 a 9 años

S

2 a 5 años

