



BUTACA HIPPO

Detalle técnico:

Módulo asiento-respaldo portátil para baño. Plegable con fundas extraíbles, lavables. Para utilizar con el reductor de inodoro. Respaldo regulable en ángulo y altura con faja de contención. Correas de fijación para sujetar a un inodoro estándar. Incluye bolso de transporte.

Configurará tu equipo:



Asiento de
baño portátil



Cinturón
pélvico



Soporte de
tronco

Color según disponibilidad




Cherry
ROJO




Lima
VERDE LIMA

Respaldo regulable



Medidas del asiento



Altura asiento-hombro

Min. 25cm

Max. 42cm

