




ASIENTO DE BAÑO PORTÁTIL



Detalle técnico:

Asiento reductor de inodoro suave y confortable fabricado en material impermeable y libre de látex.



Garantía
5 AÑOS

REPOSERA SPLASHY



Garantía
1 AÑO

Detalle técnico:

Silla Reposera de uso exterior e interior fabricada con goma eva impermeable de secado rápido y libre de latex. Cuenta con un arnes de cinco puntas ajustable. Cuatro contenciones intercambiables para ser utilizados como controles cefálicos, de cadera y de tronco. Base para inmersión con ventosas regulable en inclinación de 26 posiciones de 106 a 140 grados.

Configurará y obtendrá el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



**Contenciones
Extra**

Talles

Altura del paciente

BIG

1.20 a 1.75 mts.

SMALL

1.00 a 1.50 mts.

