

**Garantía**

5 AÑOS en chasis
2 AÑOS en accesorios

SILLA HERON

Detalle técnico:

Silla de WC y baño. Chasis de aluminio EN AW 6060 con topes de seguridad en las ruedas. Asiento basculante y reclinación de respaldo. Apoyabrazos rebatibles. Apoyapiés individuales, regulables en altura e inclinación, rebatibles y desmontables. Chasis regulable en altura a través de un pistón hidráulico de accionamiento a pedal para utilizar sobre el inodoro o la bañera. Laterales de tronco rebatibles acolchados para un control moderado. Laterales de cadera fijos desmontables, regulables en ancho.

Configurará y obtendrá el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



**Apoya
Cabeza**



Apoya pies



**Cubeta
Orinal**



**Laterales de
Cadera**



**Laterales de
Tronco**



Pad de goma



Mesa



**Protección contra
Salpicaduras**



**Soporte de
Pantorrillas**



**Tela asiento y
respaldo**

ANCHO



Fijo: 66 CM

PROFUNDIDAD



Fijo: 70 CM

Talles

Altura del paciente

Único 1.50 a 1.80 mts.

PESO MÁX.
USUARIO
100 KG.

Talle L

PESO DE
EQUIPO
28 KG.

Talle XS