



Garantía
2 AÑOS

Manubrio con bloqueo de dirección.



ORIGEN



PESO MÁX. USUARIO
40 KG.

PESO DE EQUIPO
14 KG.

Talles

Altura del paciente

XS

0.90 a 1.30 mts.

Manubrio con bloqueo de dirección.

Sistema de 3 cambios



PESO MÁX. USUARIO
60 KG.

PESO DE EQUIPO
16,5 KG.

Talles

Altura del paciente

S

1.10 a 1.50 mts.

TRICICLO SAFARI

A PARTIR DE
3 AÑOS

Detalle técnico:

Triciclo pediátrico. Ruedas delanteras y traseras neumáticas con guardabarros. Piñón fijo que permite marcha hacia adelante y atrás. Manillar regulable en altura e inclinación con freno de accionamiento manual y bloqueo de estacionamiento, con dispositivo para reducción de rango de giro. Asiento regulable en altura e inclinación. Controles laterales de pelvis y tronco regulables en altura con faja de seguridad y contención. Apoyo plantar con taloneras regulables en rotación. Bandeja posterior portaobjetos.

TRICICLO SPORTY

A PARTIR DE
5 AÑOS

Detalle técnico:

Triciclo pediátrico con sistema de tres cambios para regular el esfuerzo. Ruedas delanteras y traseras neumáticas con guardabarros. Manillar regulable en altura e inclinación con freno de accionamiento manual y bloqueo de estacionamiento. Controles laterales de pelvis y tronco regulables en altura con faja de seguridad y contención. Asiento regulable en altura e inclinación. Apoya plantar con taloneras regulables en rotación.

Safari y Sporty INCLUYEN:



Manubrio cerrado



Respaldo



Fijación para Manos



Soporte Pelvico



Asiento confortable



Talonera con straps



Pedales con fijación de tobillos