



Garantía
2 AÑOS



ORIGEN

Manubrio con bloqueo
de dirección.
Sistema de 3 cambios



Aire Libre | 107

TRICICLO FREEDOM

A PARTIR DE
8 AÑOS

Detalle técnico:

Triciclo pediátrico con sistema de tres cambios para regular el esfuerzo. Ruedas delanteras y traseras neumáticas con guardabarros. Manillar regulable en altura e inclinación con freno de accionamiento manual y bloqueo de estacionamiento. Controles laterales de pelvis y tronco regulables en altura con faja de seguridad y contención. Asiento regulable en altura e inclinación. Apoya plantar con talones regulables en rotación.

INCLUYE: Manubrio cerrado, fijación de manos, soporte de respaldo, soporte pélvico, asiento confortante y pedales con fijación de tobillos



Manubrio cerrado



Respaldo



Fijación para
Manos



Soporte Pélvico



Asiento confortante



Pedales con
fijación de tobillos



Longitud
1.60 mts.



Ancho
0.67 mts.



Dist. suelo-sillín
0.72 - 0.86 mts.



Dist. sillín-pedal
0.59 - 0.78 mts.



Altura del marco
0.17 mts



Altura
0.98 - 1.17 mts.



Ruedas
20"

**PESO MÁX.
USUARIO**
100 KG.

**PESO DE
EQUIPO**
25,5 KG.

Talles

Altura del paciente

M

1.40 a 1.70 mts.