



ANMAT
PM 2143-S2



ORIGEN



BIPEDESTADOR BEE

Detalle técnico:

Bipedestador recto con base de madera, ruedas de transporte con frenos. Columna central con clamps plásticos para regulación. Taloneras ajustables en ancho, profundidad, rotación con sujeción de doble strap. Pads anatómicos de tronco y pelvis con faja posterior. Posibilidad de regulación en altura, ancho y profundidad. Soporte de rodilla anatómicos y asimétricos ajustable. Mesa de madera con inserto de acrílico desmontable con bordes de contención.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



Apoyacabeza
Standard



Soporte de
Tronco



Soporte
pechera



Talles

Altura del paciente

M 1.00 a 1.40 mts.

S 0.80 a 1.10 mts.

XS 0.65 a 0.90 mts.



PESO MÁX.
USUARIO
50 KG.

Talle M

PESO DE
EQUIPO
15 KG.

Talle XS