



Kit de Crecimiento
Integrado



PM 2404-37



Garantía
1 AÑO

Crash Test
ANSI/RESNA ISO 7176



PESO MÁX. USUARIO
75 KG.

Talle Altura del paciente Ancho x Prof.
Único **1.20 a 1.75mts** (28/40 x 36/48)

Sentado
Postura

SILLA BINGO TEEN

Detalle técnico:

Silla de paseo y postura con estructura plegable. Chasis construido en aluminio serie 7000, peso del producto y calidad mejorada, con certificación internacional de Crash Test según norma ANSI/RESNA ISO 7176, testeado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones. Ruedas traseras extraíbles de 40 cm de diámetro, con frenos individuales de acción bimanual en manija de empuje. Ruedas delanteras de 19 cm de diámetro, con horquilla plástica y giro libre. Set de amortiguadores delanteros regulables en cuatro posiciones de diferentes durezas (ASS). Manija de empuje único ajustable en altura para manipular la silla con una sola mano. Bolsa porta objetos hasta 3 kg. Apoya pies regulable en altura e inclinación. Unidad de asiento - respaldo extraíble y reversible, con sistema TILT hasta 45°. Asiento con amplia regulación en profundidad, laterales de cadera ajustables en ancho y profundidad. Respaldo reclinable de 78° a 120° y ajustable en altura. Soportes laterales de tronco acolchados regulables en altura y ancho. Apoya cabeza ajustable. Capota plegable-ajustable.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



**Mesa
desmontable**



**Tabla para
Acompañante**



**Barra de
Protección**



**Bloque
Abductor**



**Portatubo de
Oxígeno**

PECHERAS

- Stayflex
- PivotFit
- H-Style
- Trimline

CINTURONES

- 2 Puntos / SAP
- 4 Puntos / SAP
- Sub Asis PAD
- EvoFlex

OTROS

- Arnés de piernas
- Tobilleras
- Taloneras
- Mesa nacional