



Crash Test
ANSI / RESNA ISO 7176



Garantía
5 AÑOS en chasis



SILLA CHILLA

Detalle técnico:

Silla de traslado y postura con estructura de aluminio y material plástico (ABS) plegable. Ruedas traseras extraíbles de 30 cm. de diámetro, con freno de accionamiento a pedal. Ruedas delanteras de 19 cm. de diámetro con horquilla plástica y giro libre. Chasis en fibra de vidrio recubierto con película de carbono, suspensión posterior, reducible. Ancho total base única (58 cm.) Manija de empuje regulable, bolsa porta objetos, capota. Apoya pies regulables en altura e inclinación. Unidad de asiento, respaldo extraíble y reversible en 180°; con el niño sentado. Sistema tilt 45°. Asiento regulable en profundidad. Respaldo regulable en altura y reclinación 170°. Crash Test según norma ISO 7176.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



Bloque Abductor



Apoya cabeza Ergonómico



Mesa



Controles de cadera



Controles de Tronco



Mochila



Cobertor de lluvia



Base High-Low



Saco de invierno

PECHERAS

CINTURONES

OTROS

- Stayflex
- PivotFit
- H-Style
- Trimline
- 2 Puntos / SAP
- 4 Puntos / SAP
- Sub Asis PAD
- Evoflex
- Arnés de piernas
- Tobilleras
- Taloneras
- Mesa nacional

PESO MÁX. USUARIO
40 KG.

Talle S

PESO MÁX. CHASIS
13,5 KG.

Talle XS

Talles Altura del paciente Ancho x Prof.

S 1.10 a 1.40 mts. (35 x 25/40)

XS 0.70 a 1.30 mts. (30 x 18/30)