



**NEW!** Regulación de rodilleras  
para abducción de cadera

**NEW!** Regulación de taloneras  
para abducción de cadera

Talles      Altura del paciente

**M**      1.20 a 1.55 mts.

**S**      0.80 a 1.20 mts.

**PESO MÁX.  
USUARIO  
40 KG.**

## BIPEDESTADOR MANTIS FLEX

### Detalle técnico:

Sistema de bipedestación y posicionamiento ajustable de 90 a 180°, con punto de pivote elevado que facilita el ingreso y egreso del paciente. Columna central con diseño exclusivo de cuatro carriles independientes para el montaje simultáneo de accesorios sin interferencias. Manillar ergonómico solidario a la columna central, con gatillo de accionamiento para el cambio progresivo de posiciones. Apoyacabeza maleable con soporte occipital y sub-occipital, regulable en múltiples posiciones. Apoyo posterior para tronco y cadera acolchado, con pads independientes ajustables en ancho y altura. Soporte anterior de tronco, elaborado en neoprene con panel central de estabilización para reducir el estiramiento de la parte inferior del soporte, hebillas inferiores giratorias, desmontables con regulador plástico de rápido ajuste, hebillas superiores con ajuste hacia delante con terminal plástico. Cinturón pélvico de 2 puntos con doble ajuste lateral, pads anatómicos para distribución de presión regulables en longitud, hebilla con botón pulsador y traba de seguridad, sistema de regulación plástica de rápido ajuste. Rodilleras rebatibles y desmontables, con apoyo anterior y regulación de pads por sistema estriado. Apoyapiés regulables en altura, con regulación de dorsiflexión y sistema de abducción independiente de miembros inferiores. Sujeciones de pies con tope posterior y contenciones medio-laterales, con strap a 45°. Mesa translúcida desmontable, regulable en altura y ángulo, que no interfiere con el campo visual. Base con cuatro ruedas con freno y bloqueo de dirección. Punteras de goma con diseño antigolpes.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en [www.rehab.com.ar](http://www.rehab.com.ar)



Apoya cabeza



Soporte de  
Tronco