



## BIPEDESTADOR BEE

### Detalle técnico:

Bipedestador recto con base de madera, ruedas de transporte con frenos. Columna central con clamps plásticos para regulación. Taloneras ajustables en ancho, profundidad, rotación con sujeción de doble strap. Pads anatómicos de tronco y pelvis con faja posterior. Posibilidad de regulación en altura, ancho y profundidad. Soporte de rodilla anatómicos y asimétricos ajustable. Mesa de madera con inserto de acrílico desmontable con bordes de contención.

Configurá tu equipo:



Apoyacabeza  
Bee



Soporte de  
Tronco



Soporte  
pechera



**PESO MÁX.  
USUARIO**  
50 KG.

**PESO DE  
EQUIPO**  
15 KG.

Talle XS

Talles

Altura del paciente

**M** 1.00 a 1.40 mts.

**S** 0.80 a 1.10 mts.

**XS** 0.65 a 0.90 mts.

