



Crash Test
ANSI/RESNA ISO 7176



Kit de Crecimiento
Integrado

Sentado
Postura



SILLA BINGO + SPEX

Detalle técnico Silla:

Silla de paseo y postura con estructura plegable. Chasis de aluminio serie 7000, peso del producto y calidad mejorada, con certificación internacional Crash Test según norma ANSI/RESNA ISO 7176. Ruedas traseras extraíbles de 30 cm de diámetro con freno a pedal. Ruedas delanteras de 19 cm de diámetro con giro libre. Apoya pies regulable en altura e inclinación. Unidad de asiento - respaldo extraíble y reversible, con sistema TILT (hasta 45°). Asiento regulable en profundidad. Respaldo reclinable de 90° a 160° y ajustable en altura. Capota plegable-ajustable.

Sistema Wonderseat

Almohadón de posicionamiento pélvico con tres capas de goma espuma para ser usado en pacientes con o sin asimetrías incorporadas, a través de celdas individuales de relleno. Elevación lateral ascendente hacia la zona anterior. Block abductor perfil medio incorporado. Revestimiento superficial con espuma comfortable. Funda de incontinencia con cremallera invisible. Funda de contacto en tela con elasticidad multidireccional y laterales en tela microperforada 3D. Respaldo de posicionamiento y confort regulable en altura. Soportes laterales de tronco rebatibles regulables en ancho, profundidad y ángulo múltiple ajustable. Sistema patentado de rotación mecánica. Pad con almohadillas anatómicas diseñadas para un ajuste óptimo a la textura física del cuerpo mejorando las distribuciones de presión. Apoya brazos regulables. Soporte de cadera regulable con mecanismo de rotación adosado a apoya brazo acolchado regulable en altura ancho e inclinación desmontable o extraíble. Apoyacabezas con apoyo suboccipital y occipital anatómico regulable en infinitas posiciones.

Color de tela



Talles Altura del paciente Ancho x Prof.

S 1.10 a 1.40 mts. (23/35 x 22/40)

XS 0.80 a 1.20 mts. (18/30 x 16/34)

PESO MÁX. USUARIO
50 KG.

PESO MÁX. CHASIS
12 KG.

Talle XS

APOYACABEZAS	PECHERAS	CINTURONES	VARIOS
--------------	----------	------------	--------

- Ap. Series
- Ultra QCR
- i2i
- Bodilink
- Savant

- Stayflex
- Stroller
- H-Style
- Trimline

- 2 puntos
- 4 puntos
- SAP S par

- Mesa
- Tobilleras
- Base cobra
- Piloto de lluvia

- Arnés de piernas
- Bandeja para respirador