



# ASIENTO SCALLOP



**Garantía**  
2 AÑOS

### Detalle técnico:

Conjunto de asiento-respaldo con funda reversible adaptable a sillas convencionales y a superficies planas con cinturón de tres puntas ajustable. Plegado frontal para el transporte.



Talles      Altura del paciente

**S**      0.90 a 1.10 mts.

**L**      1.20 a 1.40 mts.

**XS**      0.60 a 0.90 mts.

**M**      1.00 a 1.30 mts.

PESO MÁX.  
USUARIO  
70 KG.

PESO DE  
EQUIPO  
2 KG.

# SCOOOT 4 EN 1



**Garantía**  
1 AÑO

**Homologación**  
ISO 13485

### Detalle técnico:

Entrenador de movilidad independiente 4 en 1 (Poosh, Scoot, Ride, Crawl), fabricado en pvc de alto impacto con respaldo desmontable. Ruedas full poly de 12 pulgadas de diámetro. Cinturón pelvico ajustable. Apoya pie regulable. Barra de empuje desmontable y regulable en altura.

Configurará tu equipo:



Tela de respaldo



A PARTIR DE  
2 AÑOS

PESO MÁX.  
USUARIO  
22 KG.

