



ORIGEN



PESO MÁX.
USUARIO
140 KG.

PESO DE
EQUIPO
21 KG.

Talles Altura del paciente Ancho x Prof. x Alt.
Único 1.25 a 1.90 mts. (86 x 152/179 x 80)

TRICICLO TRIX

Detalle técnico:

Triciclo terapéutico juvenil plegable. Chasis de aluminio liviano, con rueda delantera de 16" y traseras de 20". Equipado con sistema de cambios interno Shimano Nexus de 8 velocidades, frenos de disco mecánicos y volante bajo el asiento, que reduce la exigencia motriz en miembros superiores. Incluye pedales con straps. Altura de asiento: 46 cm. Altura del pedal: 47 cm. Cuenta con iluminación recargable, guardabarros, portaobjetos trasero y horquilla rígida.

Configurá y obtené el
detalle en
www.rehab.com.ar



Ap. Cabeza



Pechera



Cinturón

TRICICLO TRET

Detalle técnico:

Triciclo terapéutico juvenil con diseño versátil. Chasis de aluminio liviano y estructura ergonómica. Rueda delantera 16" y traseras 20". Equipado con transmisión interna Shimano Nexus de 8 velocidades, frenos de disco mecánicos y juego de bielas de 115 mm con plato de 32 dientes. Incluye pedales con straps. Asiento regulable en altura entre 33 y 43 cm, con altura de pedal a 32 cm, adaptándose al crecimiento del usuario. Sistema de conducción con volante bajo el asiento de diseño ergonómico. Incluye arnés de cinco puntos tipo pechera, iluminación recargable, guardabarros y portaequipaje trasero. Diseño plegable para facilitar transporte y almacenamiento.

Configurá y obtené el
detalle en
www.rehab.com.ar




Ap. Cabeza



Pechera



Cinturón



PESO MÁX.
USUARIO
100 KG.

PESO DE
EQUIPO
20 KG.

Talles Altura del paciente Ancho x Prof. x Alt.
Único 1.00 a 1.50 mts. (73 x 152/179 x 68/78)