



PM 2143-3



ORIGEN

ANDADOR PELICAN

Detalle técnico:

Andador multicontrol fabricado en aluminio que puede ser utilizado tanto en forma anterior como posterior. Cuenta con las siguientes características: Plegable. Regulable en altura. Ruedas delanteras y traseras giratorias que pueden ser fijas. Posibilidad de graduar la resistencia de las ruedas para mayor o menor velocidad, antirretroceso y frenos en las 4 ruedas. Plataforma antebraquial. Regulable en altura y profundidad. Sujeción de tobillo. Largo ajustable. Mantiene los pies en abducción evitando que los pies se crucen. Control de tronco y chiripa. Ajustable en altura, profundidad, ancho y angulo. Ajustable mediante straps.



Apoyabrazos



Soporte de Tronco



Chiripá



Soporte de Tobillos



Talles Altura del paciente

●	L	1.25 a 1.55 mts.
●	M	1.00 a 1.25 mts.
●	S	0.90 a 1.14 mts.

ANCHO

Mín.: 57 CM
Máx.: 70 CM

PROFUNDIDAD

Mín.: 83 CM
Máx.: 96 CM

PESO MÁX.
USUARIO
91 KG.

Talle L

PESO DE
EQUIPO
10,5 KG.

Talle S