



SILLA RODEO + SPEX

Detalle técnico:

Silla de traslado de plegado frontal. Chasis de aluminio con tilt ajustable de 10 a 45° y un ajuste de ángulo asiento-respaldo de 90 a 105°. Entre sus características principales se incluyen un manillar de altura ajustable, reposapiés de ángulo ajustable, apoyapiés elevables y bandeja porta objetos. Ruedas traseras macizas de 12,5" cm de diámetro, desmontables con eje de extracción rápida y freno monocomando. Ruedas de giro libre delanteras macizas de 7,5" x 2" de diámetro. Chasis con certificación internacional de Crash Test según norma ANSI/RESNA WC19 testeado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones. Posee transit kit.

Talles Altura del paciente Ancho x Prof.

40 **1.20 a 1.60mts** (40 x 33/45)

35 **1.10 a 1.30mts** (35 x 27/40)

30 **1.00 a 1.20mts** (30 x 22/35)

25 **0.90 a 1.10mts** (25 x 18/30)

**PESO MÁX.
USUARIO
77 KG.**

Talle 40

**PESO MÁX.
CHASIS
18 KG.**

Talle 40