

Garantía
2 AÑOS en dispositivo
 1 año en baterías



ORIGEN



SISTEMA SERVO

Detalle técnico:

Sistema de asistencia eléctrica con dos ruedas de 24", que se acopla y desacopla fácilmente. Las ruedas no poseen ejes tipo espárrago. Cuenta el sistema SERVO, el cual multiplica la fuerza del usuario sobre los aros con su motor integrado. Posee asistencia de pendientes para subir de manera rápida y segura y freno inteligente en bajadas que evita la aceleración. Permite alcanzar una autonomía de 55km y una velocidad asistida de hasta 6km/h.

Compatible con:

SPARK



CLIK



ROGUE XP



PARA MÁS
INFORMACIÓN
www.rehab.com.ar

