



## SPEX FLEX

Almohadón de posicionamiento pélvico y extremidades. Elevación perimetral y medial en zona de entropiomas. Zona anterior y posterior regulable para una cadera en flexión o extensión de cadera limitada, simétrica o asimétrica. Base de goma espuma con tres densidades diferentes para un posicionamiento estratégico con almohadillas y cuñas ofrecen ajustes complejos. Combinación excepcional de superposiciones de espuma superior que garantiza la distribución de la presión en toda la superficie. Incluye funda exterior transpirable y funda interior para incontinencia, regulables en profundidad en casos de asimetrías. **Anchos de asiento: 30, 35, 40 y 45.**



## SPEX HIGH CONTOUR

Almohadón de 5 densidades diferentes de goma espuma de posicionamiento pélvico y extremidades. Zona posterior con cavidad regulada para el anclaje de la pelvis y material siliconado para protección de isquiones. Revestimiento superficial con espuma confortable. Funda de incontinencia con cremallera invisible. Funda de contacto en tela con elasticidad multidireccional y laterales en tela micro perforada 3D. **Anchos de asiento: 30, 35, 40 y 45.**



## SPEX SUPERHIGH CONTOUR

Almohadón de posicionamiento pélvico y extremidades. Zona posterior con cavidad regulada para el anclaje de la pelvis y material siliconado para protección de isquiones. Perímetros laterales elevados para el centrado pélvico con pasaje de cinturón. Elevación lateral ascendente hacia la zona anterior para evitar la abducción de los MMII. Panel extra rígido desmontable. Block abductor perfil medio incorporado. Revestimiento superficial con espuma confortable. Funda de incontinencia con cremallera invisible. Funda de contacto en tela con elasticidad multidireccional y laterales en tela micro perforada 3D. **Anchos de asiento: 30, 35, 40 y 45.**