



ANJAT
PM 2404-54



CAMILLA BIPEDESTADORA **WHALE**

Detalle técnico:

Sistema de movilidad y posicionamiento motorizado que permite realizar de manera eléctrica y progresiva cambios de posición desde sedestación hasta decúbito y bipedestación, integrando funciones de movilidad y posicionamiento en un mismo equipamiento. Cuenta con estructura de aluminio y acero de alta resistencia, con dimensiones regulables para usuarios de aproximadamente 1,55 m a 1,85 m y hasta 100 kg. Dispone de regulación eléctrica de respaldo, asiento y apoyapiernas, además de función de TILT, permitiendo modificar progresivamente la orientación del conjunto asiento-respaldo. Incorpora elevación eléctrica del asiento de aproximadamente 15 cm y permite alcanzar una posición de bipedestación de hasta 70°, además de posiciones de reclinación y decúbito. Cuenta con apoyos regulables para cabeza, tronco y miembros inferiores, adaptables a las diferentes configuraciones posturales. Todos los cambios de posición son accionados eléctricamente mediante sistema de control, permitiendo una regulación progresiva y controlada. El desplazamiento se realiza mediante cuatro ruedas de giro libre, incorporando sistema de frenado mecánico para estabilización durante las transferencias y los cambios de posición.



Talle

Altura del paciente

ÚNICO

1.55 a 1.85 mts.

**PESO MÁX.
USUARIO
100 KG.**

**PESO DE
EQUIPO
85 KG.**