



Garantía
De por vida en chasis*
1 AÑO en partes



PM 2143-6

Homologación
ISO 7176



ORIGEN



SILLA FLIP

Detalle técnico:

Silla de ruedas postural construida en aluminio 7000 con sistema Tilt de accionamiento a pedal. Plegado de chasis frontal con mecanismo de rueda trasera rebatible hacia delante. Ajuste de profundidad en horquilla delantera. Regulación tilt (+48° y 5°) con limitador. Crash Test según norma ANSI/RESNA WC19. Respaldo plegable hacia delante y reclinable en 7 posiciones en forma manual. Chasis ajustable en altura entre 34 y 50 cm. Sistema de freno a pedal con bloqueo simultáneo de ambas ruedas. Ruedas traseras de 30 o 40 cm de diámetro con cubiertas anti pinchaduras y extracción rápida. Ruedas delanteras de 15 x 3,5 cm de ancho anti pinchaduras. Manija de empuje regulable en inclinación mediante botón pulsador. Apoyabrazos tubulares rebatibles. Apoya pies independientes, regulables, desmontables y rebatibles (sistema in-out). Antivuelcos rebatibles.

Configurá tu equipo:



Capota
Flip



Apoyabrazos
Escritorio



Tilt Stop

APOYACABEZAS	RESPALDOS	PECHERAS	ALMOHADONES	CINTURONES	OTROS
<ul style="list-style-type: none"> • Ap Series • Ultra QCR • i2i • Bodilink • Savant 	<ul style="list-style-type: none"> • Acta Embrace • Acta Relief • Acta Back • Acta Deep • New Back c/rebatibles 	<ul style="list-style-type: none"> • Stayflex • PivotFit • H-Style • Triline • Monoflex 	<ul style="list-style-type: none"> • Curve • Embrace • Reflex • Merieidan Wave • Proform • Glacial • Simplicity • Solution 	<ul style="list-style-type: none"> • Evoflex • 2 Puntas • 4 Puntas • Sub Asis Pad 	<ul style="list-style-type: none"> • Arnés de piernas • Tobilleras • Mesa

anchos de asiento

25 30 35 40

PESO MÁX. USUARIO
75 KG.

PESO MÁX. CHASIS
12 KG.