



TRICICLO FREEDOM



Garantía
2 AÑOS

Detalle técnico:

Triciclo pediátrico con sistema de tres cambios para regular el esfuerzo. Ruedas delanteras y traseras neumáticas con guardabarros. Piñon fijo que permite marcha hacia delante y atrás. Manillar regulable en altura e inclinación con freno de accionamiento manual y bloqueo de estacionamiento. Controles laterales de pelvis y tronco regulables en altura con faja de seguridad y contención. Asiento regulable en altura e inclinación. Apoya plantar con taloneras regulables en rotación.

INCLUYE: Manubrio cerrado, el soporte de respaldo, soporte pélvico, fijación de manos, asiento comfortable, limitador de giro y taloneras con straps

Configurará tu equipo:



Manija de empuje



Fijación para manos



Pedales con fijación de tobillos

Manubrio con bloqueo de dirección.
Sistema de 3 cambios

Talles

Altura del paciente

M 1.40 a 1.70 mts.

PESO MÁX. USUARIO
100 KG.

PESO DE EQUIPO
25,5 KG.



A PARTIR DE
8 AÑOS

SCOOOT 4 EN 1



Garantía
1 AÑO

Homologación
ISO 13485

Detalle técnico:

Entrenador de movilidad independiente 4 en 1 (Poosh, Scoot, Ride, Crawl), fabricado en pvc de alto impacto con respaldo desmontable. Ruedas full poly de 12 pulgadas de diametro. Cinturon pelvico ajustable. Apoya pie regulable. Barra de empuje desmontable y regulable en altura.

Configurará tu equipo:



Tela de respaldo



A PARTIR DE
2 AÑOS

PESO MÁX. USUARIO
22 KG.

