



Garantía
De por vida



Garantía
De por vida



ARNES DE PIERNAS BP

Cintas abductoras, almohadillas para distribución de presión, ajuste de tensión regulable desde hebilla. Sistema de anclajes cinch mount.

TOBILLERAS BP

Fijación dinámica de tobillos. Rango de movimiento ajustable. Corrección de flexión dorsal, inversión y evasión. Kit de instalación.

TALONERAS

Taloneras Ajustables.

MESA

Mesa de acrílico desmontable, ajustable marca REHAB.