



PM 2143-18



ORIGEN

DISPONIBLE

Consultá en nuestra web



BIPEDESTADOR ELÉCTRICO CARIBOU

Detalle técnico:

Sistema de bipedestación eléctrico con variación de inclinación tanto en posición prona, como supina. Base de 4 ruedas con freno. Respaldo anatómico de cuero. Base de apoyo con taloneras regulables en ancho, profundidad y rotación con abrojos de sujeción. Faja ajustable para cadera y tronco. Apoya cabeza regulable. Controles laterales ajustables en ancho y altura. Rodilleras ajustables individualmente en ancho, altura y profundidad. Mesa plástica con escotadura y bordes, regulable en altura y profundidad, desmontable.

ANCHO



Mín.: 51 CM
Máx.: 75 CM

PROFUNDIDAD



Mín.: 75 CM
Máx.: 111 CM

Talles

Altura del paciente

Único 1.25 a 1.55 mts.

**PESO MÁX.
USUARIO
80 KG.**