



**Kit de Crecimiento**  
Ajustable en ancho y prof. 2"



PM 2143-15

**Garantía**  
De por vida en chasis  
1 AÑO en partes



ORIGEN

**Homologación**  
ISO 7176



# SILLA ENZO

## Detalle técnico:

Silla de ruedas Postural con sistema Tilt balanceado de doble centro de rotación, (+50° y -5°). Accionamiento de tilt a pedal. Chasis ajustable en ancho y profundidad (2" de crecimiento). Respaldo rebatible reclinable en 7 posiciones en forma manual. Ruedas traseras de 40 cm con cubiertas anti pinchaduras y extracción rápida. Sistema de freno de comando único accionado desde pedal. Ruedas delanteras de 15 cm x 5 cm de ancho anti pinchadura. Manija de empuje regulable de forma independiente mediante botón pulsador. Apoya brazos regulables en altura y desmontables. Apoya pies independientes, regulables y rebatibles sistema in/out. Crash Test según norma ANSI/RESNA WC19.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en [www.rehab.com.ar](http://www.rehab.com.ar)

APOYACABEZAS	RESPALDOS	PECHERAS	ALMOHADONES	CINTURONES	OTROS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ap Series</li> <li>• Ultra QCR</li> <li>• i2i</li> <li>• Bodilink</li> <li>• Savant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta Embrace</li> <li>• Acta Relief</li> <li>• Acta Back</li> <li>• Acta Deep</li> <li>• New Back</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stayflex</li> <li>• PivotFit</li> <li>• H-Style</li> <li>• Trimline</li> <li>• Monoflex</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Curve</li> <li>• Embrace</li> <li>• Reflex</li> <li>• Meridian Wave</li> <li>• Proform</li> <li>• Glacial</li> <li>• Simplicity</li> <li>• Solution</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evoflex</li> <li>• 2 Puntas</li> <li>• 4 puntas</li> <li>• Sub Asis Pad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arnés de piernas</li> <li>• Tobilleras</li> <li>• Mesa</li> </ul>

anchos de asiento

35 40 45

**PESO MÁX. USUARIO**  
84 KG.

**PESO MÁX. CHASIS**  
15 KG.