



AP SERIES

Apoya cabeza de un componente. Pad posterior triangular con espuma de baja densidad que brinda un apoyo posterior único y total. Mástil posterior con esfera regulable en infinitas posiciones. Posibilidad de añadir links.

* Para usuarios que requieren un tope posterior sin grandes requerimientos de posicionamiento.



ULTRA QCR

Apoya cabeza de 2 componentes regulables entre sí. Apoyo occipital y sub-occipital con esferas independientes para variar la flexión cervical. Mástil posterior regulable en infinitas posiciones con posibilidad de añadir links. Módulo diseñado para adosar en forma opcional almohadillas bilaterales para evitar lateralizaciones y rotaciones de la cabeza.

* El pad occipital y sub occipital en forma independiente permite un mejor manejo de la hiper extensión cervical.



**JUEGO DE PADS
PARA ROTACIONES**

Juego de pads moldeables, rebatibles con esfera proximal y distal para regular la inclinación y ubicación del pad con la precisión necesaria.

* Disponible para agregar en todos los modelos de apoya cabeza, se puede utilizar para controlar rotaciones, lateralizaciones y ciertos trabajos como el manejo de una computadora.



COMFORT PLUS

Apoya Cabeza de un componente con apoyo occipital. Almohadilla interior contorneada de 2 densidades de goma espuma, para generar efecto envolvente. Puede ajustarse en altura, ángulo y posición para proporcionar el nivel óptimo de comodidad y soporte personalizado. Mástil en aluminio con regulaciones multiaxiales. Funda lavable. Tiene la posibilidad de incorporar soportes secundarios.



i2i

Apoya cabeza de un componente integrado. Apoyo occipital y suboccipital con esfera, regulable en infinitas posiciones. Brazos anteriores maleables para posicionar el cuello en línea media. Apoyo de mentón regulable y extraíble. Mástil posterior con sistema rebatible por botón pulsador, regulable en infinitas posiciones.

**Recomendado para usuarios con alto y bajo tono, los brazos anteriores controlan la línea media de la cabeza sin bloquear la rotación.*



BODILINK

Apoya Cabeza de un componente. Almohadilla en dos medidas (25 x 13 o 35 x 13cm), interior con dos bisagras ajustables para generar mayor o menor efecto envolvente. Mástil en aluminio con regulaciones múltiples. Cover Glidewear para protección de la piel y el cabello.



SAVANT

Apoya cabeza Savant de un componente con segmentos almohadillados en gel, regulables individualmente. Contención frontal regulable. Mecanismo de rotación ajustable con doble esfera, mástil posterior regulable en infinitas posiciones.