



ORIGEN

DISPONIBLE

Consultá en nuestra web



BIPEDESTADOR MANTIS TILT TABLA

Detalle técnico:

Sistema de bipedestación y posicionamiento ajustable de 90 a 180 grados. Punto de pivot con diseño elevado para facilitar el ingreso y egreso del paciente. Columna central con diseño exclusivo de cuatro carriles independientes para el montaje y ajuste de accesorios sin interferir el uno con el otro. Manillar ergonómico solidario a columna central con gatillo para accionamiento y cambio de posiciones. Apoya cabeza maleable con apoyo occipital y sub-occipital, regulable en infinitas posiciones según necesidad del paciente. Apoyo posterior para el tronco y cadera con superficie acolchada, sistema de pads independientes ajustables en ancho y altura. Straps anteriores con cierre de velcro y broche de seguridad para el control de cadera y tronco. Rodilleras rebatibles y desmontables con apoyo anterior, regulación de pad de rodilla mediante piezas estriadas. Plataforma de apoya pies regulable en altura con guía ajustable en dorsiflexión. Sujeciones de pies independientes con tope posterior y contenciones medio laterales con strap a 45 grados. Mesa translúcida para evitar el corte de visión, desmontable, regulable en altura y ángulo. Topes humerales anatómicos con regulación en ancho para evitar la caída de los brazos en posición de supino. Base plegable con cuatro ruedas con freno y bloqueo de dirección, punteras de goma con diseño antigolpes.



PESO MÁX. USUARIO
40 KG.

Talles

Altura del paciente

M 1.20 a 1.55 mts.

S 0.80 a 1.20 mts.

ANCHO


 Mín.: 61 CM
Máx.: 66 CM

PROFUNDIDAD


 Mín.: 84 CM
Máx.: 107 CM