



ORIGEN

DISPONIBLE

Consultá en nuestra web



BIPEDESTADOR MANTIS TILT

Detalle técnico:

Sistema de bipedestación y posicionamiento ajustable de 90 a 180 grados. Punto de pivot con diseño elevado para facilitar el ingreso y egreso del paciente. Columna central con diseño exclusivo de cuatro carriles independientes para el montaje y ajuste de accesorios sin interferir el uno con el otro. Manillar ergonómico solidario a columna central con gatillo para accionamiento y cambio de posiciones. Apoya cabeza maleable con apoyo occipital y sub-occipital, regulable en infinitas posiciones según necesidad del paciente. Pads contorneados de tronco y cadera, ajustables en ancho y altura por vínculo a los carriles laterales. Straps anteriores con cierre de velcro y broche de seguridad para el control de cadera y tronco. Rodilleras de ajuste infinito mediante piezas estriadas, ajuste de flexo-extensión, rotaciones y ángulos, con pad posterior y strap anterior. Plataforma de apoya pies regulable en altura con guía ajustable en dorsiflexión. Sujeciones de pies independientes con tope posterior y contenciones medio laterales con strap a 45 grados. Mesa translúcida para evitar el corte de visión, desmontable, regulable en altura y ángulo. Topes humerales anatómicos con regulación en ancho para evitar la caída de los brazos en posición de supino. Base plegable con cuatro ruedas con freno y bloqueo de dirección, punteras de goma con diseño antigolpes.



**PESO MÁX.
USUARIO
40 KG.**

Talles

Altura del paciente

M**1.20 a 1.55 mts.****S****0.80 a 1.20 mts.**

ANCHO



Mín.: 61 CM
Máx.: 66 CM

PROFUNDIDAD



Mín.: 84 CM
Máx.: 107 CM