



Garantía
5 AÑOS en Estructura
180 DÍAS en fundas



AP SERIES

Apoya cabeza de un componente. Pad posterior triangular con espuma de baja densidad que brinda un apoyo posterior único y total. Mástil posterior con esfera regulable en infinitas posiciones. Posibilidad de añadir links.

*Para usuarios que requieren un tope posterior sin grandes requerimientos de posicionamiento.



ULTRA QCR

Apoya cabeza de 2 componentes regulables entre sí. Apoyo occipital y sub-occipital con esferas independientes para variar la flexión cervical. Mástil posterior regulable en infinitas posiciones con posibilidad de añadir links. Modulo diseñado para adosar en forma opcional almohadillas bilaterales para evitar lateralizaciones y rotaciones de la cabeza.

*El pad occipital y sub occipital en forma independiente permite un mejor manejo de la hiper extensión cervical.



JUEGO DE PADS PARA ROTACIONES

Juego de pads moldeables, rebatibles con esfera proximal y distal para regular la inclinación y ubicación del pad con la precisión necesaria.

*Disponible para agregar en todos los modelos de apoya cabeza, se puede utilizar para controlar rotaciones, lateralizaciones y ciertos trabajos como el manejo de una computadora.