



Manubrio con bloqueo de dirección.



PM 2143-30



ORIGEN



Garantía  
2 AÑOS



# TRICICLOS AQUA Y SAFARI

A PARTIR DE  
3 AÑOS

## Detalle técnico:

Triciclo pediátrico. Ruedas delanteras y traseras neumáticas con guardabarros. Piñón fijo que permite marcha hacia adelante y atrás. Manillar regulable en altura e inclinación con freno de accionamiento manual y bloqueo de estacionamiento, con dispositivo para reducción de rango de giro. Asiento regulable en altura e inclinación. Controles laterales de pelvis y tronco regulables en altura con faja de seguridad y contención. Apoyo plantar con taloneras regulables en rotación. Bandeja posterior portaobjetos



Manubrio cerrado



Respaldo



Piñón Fijo



Soporte Pélvico



Asiento confortable



Talonera con straps

Configurá tu equipo:



Manija de Empuje



Fijación para Manos



Pedales con fijación de tobillos

PESO MÁX.  
USUARIO  
40 KG.

PESO DE  
EQUIPO  
14 KG.

Talles

Altura del paciente

**XS**

0.90 a 1.30 mts.