



Homologación
ISO 13485

Garantía

5 AÑOS en chasis
2 AÑOS en pistones

Garantía

POWER UP 90 días en
baterías, cargadores y
partes eléctricas

Talles

Altura del paciente

S 0.91 a 1.37 mts.

XS 0.71 a 1.02 mts.

PESO MÁX. USUARIO
45 KG.

PESO DE EQUIPO
25 KG.

Talle XS

ANCHO

62 CM

PROFUNDIDAD

93 CM

BIPEDESTADOR BANTAM

Detalle técnico:

Sistema de bipedestación progresivo desde la posición de sentado o acostado. Estructura de acero en caño tubular, con 4 ruedas con banda de goma, 2 de ellas de giro libre, con horquilla plástica y freno. Pistón hidráulico activado desde pedal para variar las posiciones. Dispositivo indicador de ángulo, para medir el rango articular en el momento del parado. Apoya pies independientes regulables en profundidad, altura, flexión dorsal y plantar. Rodilleras regulables en profundidad, altura e inclinación. Respaldo y asiento anatómicos revestidos con fundas de neoprene. Mesa plástica inyectada con portaobjetos, desmontable y regulable en inclinación, altura y profundidad, con pad anterior de apoyo torácico. Posiciones de uso: Sentado (90° cadera / 90° rodilla), posición de supino y posición vertical.

Configurará tu equipo:



Apoyacabeza



Apoyacabeza
i2i



Respaldo plano
c/controles



Ruedas de
Autopropulsión



Arnes de piernas



Power Up
Lift



Soporte de
Tronco



Cinturón
pélvico