



Kit de Crecimiento Integrado



Garantía 1 AÑO



Crash Test ANSI /RESNA ISO 7176



SILLA BINGO

Detalle técnico:

Silla de Paseo y postura. Chasis de aluminio plegable con amortiguadores delanteros (ASS). Ruedas traseras extraíbles (30 cm. de diámetro) con freno a pedal. Ruedas delanteras giro Libre (19 cm. de diámetro). Butaca desmontable y reversible con sistema TILT (hasta 45°). Asiento regulable en profundidad. Respaldo reclinable de 90° a °60° y ajustable en altura. Controles de tronco y cadera ajustables en ancho y profundidad (hasta 12cm.) Manija de empuje regulable y bolsa porta objetos (hasta 3kg.) Apoyapiés regulables en altura e inclinación. Apoya cabeza ajustable y capota con cobertor de lluvia. Crash Test según norma ANSI/RESNA WC19.

Configurá tu equipo:



Bandeja para Respirador



Tabla para Acompañante



Barra de Protección



Base Cobra



Transit Kit



Portatubo de Oxígeno



Bloque Abductor

Talles Altura del paciente Ancho x Prof.

M 1.20 a 1.60 mts. (23/35 x 30/45)

S 1.10 a 1.40 mts. (23/35 x 22/40)

XS 0.80 a 1.20 mts. (18/30 x 16/34)

PESO MÁX. USUARIO 75 KG.

PESO MÁX. CHASIS 12 KG.

Talle XS

APOYACABEZAS

- Ultra QCR
- i2i

PECHERAS

- Stayflex
- PivotFit
- H-Style
- Trimline

ALMOHADONES

- Curve
- Reflex

CINTURONES

- 2 Puntas
- 4 puntas
- Sub Asis Pad

OTROS

- Arnés de piernas
- Tobilleras
- Mesa