



**Garantía**  
De por vida



## EVOFLEX

## 2 PUNTOS HEBILLA BOTÓN

## 4 PUNTOS HB

## SUB ASIS PAD

*Cinturón pélvico de 2 puntos. Ajuste central. Fijación semi-rígida, evita que el cinturón se doble y caiga entre las ruedas. Pads anatómicos para distribución de presión. Regulables en longitud. Hebilla con botón pulsador. Sistema de anclaje incluidos*

*Cinturón pélvico de 2 puntos. Ajuste central. Pads anatómicos para distribución de presión. Regulables en longitud. Hebilla con botón pulsador. Sistema de regulación cinch mount.*

*\*Recomendado para controlar la anteversión y retroversión pélvica, ya que se puede instalar sobre el asiento o el respaldo. Posibilidad de uso asimétrico y en todos los ángulos.*

*Cinturón pélvico de 4 puntos. Ajuste central. Pads anatómicos para distribución de presión. Regulables en longitud. Hebilla con botón pulsador. Sistema de regulación cinch mount.*

*\*Recomendado para controlar la anteversión, la retroversión y las oblicuidades pélvicas. Se puede instalar sobre el asiento o el respaldo. Posibilidad de uso asimétrico y en todos los ángulos.*

*Sub Asis Pads (SAP) con relleno de synergel para el control de la estabilidad, oblicuidades y rotaciones de la pelvis.*

*\*Se puede adicionar a cualquier cinturón como un accesorio opcional.*