



Kit de Crecimiento
Estructural 4" en ancho y prof.



PM 2143-11



ORIGEN



Garantía

De por vida en chasis
y estructura de asiento
2 AÑOS en electrónica

Garantía

1 AÑO en partes y accesorios
18 meses en motor y actuadores
3 meses en baterías

**PESO MÁX.
USUARIO**
136 KG.

anchos de asiento

30	35	40
45	50	55

SILLA STRETTO

NOTA: Consulte
por diferentes tipos
de comandos

Detalle técnico:

Silla de Ruedas motorizada de tracción central. Ruedas delanteras de 12 cm y traseras de 15 cm de diámetro. Rueda central neumática de 35cm con sistema de suspensión SRS. Base estrecha de 56cm de ancho. Kit de Motorización de 4 polos. Velocidad máxima 9.5 km/hora. Frenos inteligentes. Perfiles de conducción programables a medida del usuario según zonas de uso. Joystick Q-logic con visor LCD para control de funciones bluetooth. Apoyabrazos regulables en altura e inclinación. Unidad de Asiento - Respaldo con mecanismo Tru Balance. Apoyapiés regulables en altura e inclinación.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar

APOYACABEZAS	RESPALDOS	PECHERAS	ALMOHADONES	CINTURONES	OTROS
<ul style="list-style-type: none"> • Ap Series • Ultra QCR • i2i • Bodilink • Savant 	<ul style="list-style-type: none"> • Acta Embrace • Acta Relief • Acta Back • Acta Deep • New Back 	<ul style="list-style-type: none"> • Stayflex • PivotFit • H-Style • Trimline • MonoFlex 	<ul style="list-style-type: none"> • Curve • Embrace • Reflex • Meridian Wave • Proform • Glacial • Solution • Simplicity 	<ul style="list-style-type: none"> • Evoflex • 2 Puntas • 4 puntas • Sub Asis Pad 	<ul style="list-style-type: none"> • Arnés de piernas • Tobilleras • Mesa

Funciones electrónicas **opcionales**, controladas desde Joystick



Tilt



Reclinación
de respaldo



Elevación
de apoyapiés



Elevación
de asiento