



### Garantía

5 AÑOS en Estructura  
180 DÍAS en fundas



## ACTA EMBRACE

Almohadón anatómico Embrace. Doble base de espuma soft con elevación perimetral y medial en zona de entrepiernas. Cobertor stretch air desmontable con cierre posterior, laterales con detalle de ribete en material refractante. Manija en goma inyectada y bolsillo con cierre en zona anterior.



## CURVE

Almohadón anatómico Curve. Base de espuma soft con elevación perimetral y medial en zona de entrepiernas. Cobertor stretch air desmontable con cierre posterior, laterales con detalle de ribete en material refractante.



## BASE MOLDEABLE

Base moldeable de aluminio Comfort.