



**Kit de Crecimiento**  
Estructural 4" en ancho y prof.



PM 2143-11



ORIGEN

### Garantía

De por vida en chasis  
y estructura de asiento  
2 AÑOS en electrónica

### Garantía

1 AÑO en partes y accesorios  
18 meses en motor y actuadores  
3 meses en baterías

anchos de asiento

30	35	40
45	50	55

**PESO MÁX.  
USUARIO  
136 KG.**

# SILLA Q6 EDGE

**NOTA:** Consulte  
por diferentes tipos  
de comandos

### Detalle técnico:

Silla de Ruedas motorizada de tracción central. Ruedas delanteras y traseras de 15 cm de diámetro. Ruedas central neumática de 35cm con sistema de suspensión ATX. Kit de Motorización de 4 polos. Velocidad máxima 9.5 km/hora. Frenos inteligentes. Perfiles de conducción programables a medida del usuario según zonas de uso. Joystick con visor LCD para control de funciones bluetooth. Apoyabrazos regulables en altura e inclinación. Unidad de Asiento - Respaldo con mecanismo Tru Balance. Apoyapiés regulables en altura e inclinación.

Configurá tu equipo:

APOYACABEZAS	RESPALDOS	PECHERAS	ALMOHADONES	CINTURONES	OTROS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ap Series</li> <li>• Ultra QCR</li> <li>• i2i</li> <li>• Bodilink</li> <li>• Savant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta Embrace</li> <li>• Acta Relief</li> <li>• Acta Back</li> <li>• Acta Deep</li> <li>• New Back c/rebatibles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stayflex</li> <li>• PivotFit</li> <li>• H-Style</li> <li>• Trimline</li> <li>• Monoflex</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Curve</li> <li>• Embrace</li> <li>• Reflex</li> <li>• Meridian Wave</li> <li>• Proform</li> <li>• Glacial</li> <li>• Solution</li> <li>• Simplicity</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evoflex</li> <li>• 2 Puntas</li> <li>• 4 puntas</li> <li>• Sub Asis Pad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arnés de piernas</li> <li>• Tobilleras</li> <li>• Mesa</li> </ul>

Funciones electrónicas **opcionales**, controladas desde Joystick



Tilt



Redinación  
de respaldo



Elevación  
de apoyapiés



Elevación  
de asiento