



**Homologación**  
ISO 7176



**Garantía**

De por vida en chasis\*  
1 AÑOS en partes



**PESO MÁX. USUARIO**  
124 KG.

**PESO MÁX. CHASIS**  
5,3 KG.

**anchos de asiento**

**30 35 40**

# SILLA ETHOS

**Detalle técnico:**

Silla de ruedas de autopropulsión con chasis rígido. Posee tecnología ISO TECH de absorción de vibraciones entre el sistema de sedestación y la base de movilidad que ayuda a reducir las vibraciones recibidas en el cuerpo durante el uso diario, mediante cuatro polímeros de diferentes densidades intercambiables. Chasis construido en aluminio serie 7000. Crash Test según norma ANSI/RESNA WC19, testado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones. Estructura tubular del respaldo, plegable hacia delante y reclinable en 7 posiciones en forma manual, sistema de posición RELAX. Ruedas traseras de 20", 22" o 24" de diámetro con cubiertas Full Poly y eje de extracción rápida. Ruedas delanteras de 15 cm de diámetro y 4 cm de ancho con cubierta Full-Poly. Apoya brazos tipo tubular regulables en altura, rebatibles y desmontables. Apoyapiés con plataforma única regulable en altura, con regulación tibio-tarsal. Manija de empuje para acompañante ajustable en altura. Ruedas anti vuelcos rebatibles para uso en situaciones de riesgo, planos inclinados y excesos de carga en manija de empuje.

Configurá tu equipo:

APYOACABEZAS	RESPALDOS	PECHERAS	ALMOHADONES	CINTURONES	OTROS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ap Series</li> <li>• Ultra QCR</li> <li>• i2i</li> <li>• Bodilink</li> <li>• Savant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta Embrace</li> <li>• Acta Relief</li> <li>• Acta Back</li> <li>• Acta Deep</li> <li>• New Back</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stayflex</li> <li>• PivotFit</li> <li>• H-Style</li> <li>• Trimeline</li> <li>• Monoflex</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Curve</li> <li>• Embrace</li> <li>• Reflex</li> <li>• Meridian Wave</li> <li>• Proform</li> <li>• Glacial</li> <li>• Simplicity</li> <li>• Solution</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evoflex</li> <li>• 2 Puntas</li> <li>• 4 puntas</li> <li>• Sub Asis Pad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arnés de piernas</li> <li>• Tobilleras</li> <li>• Mesa</li> <li>• Aros:</li> <li>-Natural Fit</li> <li>-Timón</li> <li>-Antideslizantes</li> </ul>

\*Siempre y cuando cumpla con los requisitos expresados en la garantía original del producto