



PM 2143-21



**Homologación**  
ISO 7176-19:2008  
ISO 16840-4:2009

**Garantía**  
5 AÑOS en chasis  
2 AÑOS en accesorios

Talles      Altura del paciente

**L**      1.30 a 1.50 mts.

**M**      1.10 a 1.30 mts.

**S**      0.90 a 1.10 mts.

**XS**      0.70 a 0.90 mts.

**PESO MÁX. USUARIO**  
70 KG.

**PESO DE EQUIPO**  
15 KG.

Talle XS

ANCHO



Mín: 43 CM  
Máx: 53 CM

PROFUNDIDAD



Fijo: 66 CM

## SILLA FLAMINGO

### Detalle técnico:

Butaca de WC y baño. Respaldo reclinable y plegable para su fácil almacenamiento. Se puede utilizar tanto como butaca para el WC con los montajes para inodoro y al mismo tiempo utilizarse como butaca para ducha o bañera con ayuda de las ventosas, que se adhieren a la superficie para una mayor seguridad. Respaldo y asiento de goma que facilita la limpieza y la higiene personal.

Configurarás tu equipo:



Apoya  
Cabeza



Controles  
rebatibles



Laterales  
Almohadillados



Manija de  
Empuje



Ventosas



Relleno de  
Asiento



Mesa



Cubeta  
orinal



Apoyabrazos



Pechera



Base  
High Low



Base  
Rodante



Montaje para  
inodoro



Cinturón  
Pélvico