



Kit de Crecimiento
Ajustable en ancho y prof. 2"



PM 2143-6



ORIGEN

Garantía
De por vida en chasis*
1 AÑO en partes

Homologación
ISO 7176



SILLA FOCUS

Detalle técnico:

Silla de ruedas Postural con sistema Tilt balanceado de doble centro de rotación, (+50° y -5°). Accionamiento de tilt a pedal. Chasis ajustable en ancho y profundidad (2" de crecimiento). Respaldo rebatible reclinable en 7 posiciones en forma manual. Ruedas traseras de 40 cm con cubiertas anti pinchaduras y extracción rápida. Sistema de freno de comando único accionado desde pedal. Ruedas delanteras de 15 cm x 5 cm de ancho anti pinchadura. Manija de empuje regulable de forma independiente mediante botón pulsador. Apoya brazos regulables en altura y desmontables. Apoya pies independientes, regulables y rebatibles sistema in/out. Crash Test según norma ANSI/RESNA WC19.

Configurará tu equipo:



Porta Tubo Oxígeno



Capota Focus



Antivuelcos



Tilt Stop



Bandeja para Respirador

APOYACABEZAS	RESPALDOS	PECHERAS	ALMOHADONES	CINTURONES	OTROS
<ul style="list-style-type: none"> • Ap Series • Ultra QCR • i2i • Bodilink • Savant 	<ul style="list-style-type: none"> • Acta Embrace • Acta Relief • Acta Back • Acta Deep • New Back c/rebatibles 	<ul style="list-style-type: none"> • Stayflex • PivotFit • H-Style • Trimline • Monoflex 	<ul style="list-style-type: none"> • Curve • Embrace • Reflex • Meridian Wave • Proform • Glacial • Simplicity • Solution 	<ul style="list-style-type: none"> • Evoflex • 2 Puntas • 4 puntas • Sub Asis Pad 	<ul style="list-style-type: none"> • Arnés de piernas • Tobilleras • Mesa

anchos de asiento

35 40 45

PESO MÁX. USUARIO
136 KG.

PESO MÁX. CHASIS
15 KG.

*Siempre y cuando cumpla con los requisitos expresados en la garantía original del producto