



Homologación
ISO 13485

Garantía
1 AÑO

**PESO MÁX.
USUARIO
30 KG.**

ASIENTO GOTO

Detalle técnico:

Modulo asiento-respaldo GoTo plegable con fundas extraíbles, lavables e impermeables. Respaldo con faja de contención. Laterales regulables en altura y ancho a través de una perilla en la parte posterior. Apoya cabeza standard con apoyo sub-occipital ajustable en altura. Pechera ajustable en 3 puntos con hebilla botón. Correas de fijación para sujetar a una silla estándar.

Configurá tu equipo:



Apoya cabeza
Contorneado



Apoya cabeza
Estándar



Almohadón



Base Fija

Talles


M

S

Edad del usuario

3 a 8 años

1 a 3 años



Mín.: 19 CM
Máx.: 30 CM



Mín.: 16 CM
Máx.: 25 CM