



PM 2143-21



ORIGEN

Homologación
ISO 7176-19:2008
ISO 16840-4:2009

Garantía

5 AÑOS en chasis
2 AÑOS en accesorios

SILLA HERON

Detalle técnico:

Silla de WC y baño. Chasis de aluminio EN AW 6060 con topes de seguridad en las ruedas. Asiento basculante y reclinación de respaldo. Apoyabrazos rebatibles. Apoyapiés individuales, regulables en altura e inclinación, rebatibles y desmontables. Chasis regulable en altura a través de un pistón hidráulico de accionamiento a pedal para utilizar sobre el inodoro o la bañera. Laterales de tronco rebatibles acolchados para un control moderado. Laterales de cadera fijos desmontables, regulables en ancho.

Configurá tu equipo:



Apoya
Cabeza



Apoya pies



Cubeta
Orinal



Laterales de
Cadera



Laterales de
Tronco



Pad de goma



Mesa



Protección contra
Salpicaduras



Soporte de
Pantorrillas



Tela asiento y
respaldo

Talles Altura del paciente

ANCHO

PROFUNDIDAD

L 1.50 a 1.80 mts.



Fijo: 66 CM



Fijo: 70 CM

PESO MÁX.
USUARIO
100 KG.

PESO DE
EQUIPO
28 KG.

Talle XS